



## EN: User Manual

## NO: Brukerveiledning

## SV: Bruksanvisning

## DK: Brugervejledning

## FI: Käyttöohje

## ES: Manual del usuario



**Head office:**  
 GRANBERG AS  
 Bjoavegen 1442, NO-5584 Bjoa, Norway  
 Tel +47 53 77 53 00, e-mail post@granberg.no

**Swedish office / European warehouse:**  
 GRANBERG SVERIGE AB  
 Schubergvägen 20, 311 74 Falkenberg, Sweden  
 Tel +46 (0)346 124 25, e-mail post@granberg-ab.se

granberggloves.com

User Manual issue date: 12.04.2021

### ART. 210.0023 – GRANBERG SURGICAL FACE MASKS TYPE IIR

#### Description

Surgical face masks Type IIR are made of non-woven polypropylene. Material in 3-layers with elastic loop for ears. The face masks are 100% latex free. >99% bacterial filtration efficiency.

The face masks are made of following material:

*Outer layer:* Polypropylene.

*Second layer:* Meltblown fabric.

*Inner material:* Polypropylene.

*Ear loops:* Polyurethane.

*Nose clip material:* Polypropylene and steel.

#### Medical Device Regulation

This product is classified as a Class I medical device and meets the provisions of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745. Non-sterile.

#### Performance

This product meets the requirements of the European Standard EN 14683:2019+AC:2019: Surgical face masks, type IIR.

Test	Type I*	Type II	Type IIR
Bacterial filtration efficiency (BFE), (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Differential pressure (Pa/cm <sup>2</sup> )	< 40	< 40	< 60
Splash resistance pressure (kPa)	Not required	Not required	≥ 16,0
Microbial cleanliness (cfu/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30

\* Type I medical face masks should only be used for patients and other persons to reduce the risk of spread of infections particularly in epidemic or pandemic situations. Type I masks are not intended for use by healthcare professionals in an operating room or in other medical settings with similar requirements.



Face masks in compliance with the Regulation (EC) 1935:2004 and according to Commission Regulation (EU) No. 10/2011 suitable for handling all types of foods for a short period of time.

#### Material Performance

The performance of the face masks quoted above is based on laboratory data and may not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, mechanical wear etc.

#### User guide

1. Wash your hands thoroughly before you put on the mask.
2. Hold the mask by its edges in front of you, with the white side inwards and the nose clip upwards. Pull a rubber band behind each ear.
3. Pinch and stroke your fingers along the nose clip a couple of times to form it according to the shape of your nose ridge, preventing air from entering between the mask and your nose.
4. Pinch the nose clip while pulling the lower part of the face mask below your chin to achieve a better and tighter fit.
5. Do not touch the mask while wearing it, and only hold it by the rubber bands when removing it. Discard the mask in a proper manner.

Do not use the mask for more than 4 hours. Remove it if breathing becomes difficult, it becomes damp or the fit of the mask becomes loose.

#### Storage

The face masks must be stored dry and under clean conditions where the temperature is between 10°C-35°C with humidity between 45%-65%. Preferably stored in original packaging under dry conditions.

When stored as recommended, the chemical properties will remain unchanged for up to 2 years from the date of manufacture. Lifetime cannot be specified as it depends on its use. It is the responsibility of the user to determine whether the face mask is suitable for intended use.

#### Use limitations and Disposal

- The used raw materials are chosen to minimize the risk of allergy and hypersensitivity, but a guarantee for allergic reactions cannot be given. If any allergic reaction occurs, seek medical advice or visit a doctor immediately.
- EU Declaration of Conformity is accessible at [www.granberggloves.com/search](http://www.granberggloves.com/search)
- For single use only. Do not re-use.
- Before usage, inspect face mask for any defect or imperfections.
- Dispose according to hospital policy and local regulation.
- The manufacturer cannot be held responsible for improper use of the face mask.

### ART. 210.0023 — GRANBERG KIRURGISKE MUNNBIND TYPE IIR

#### Beskrivelse

Medisinske munnbind type IIR laget av ikke vevd polypropylene. Materiale i 3 lag med myk strikk for ørene. Munnbindene er 100% lateksfri. >99% filtrering av partikler.

Munnbindene er laget av følgende materiale:

*Ytterlag materiale:* Polypropylen.

*Andre lags materiale:* Smeltet stoff.

*Innvendig materiale:* Polypropylen.

*Øreparti materiale:* Polyuretan.

*Neseclømme materiale:* Polypropylen og jern.

#### Forskrift om medisinsk utstyr

Dette produktet er klassifisert som medisinsk utstyr i klasse I og oppfyller bestemmelsene i forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr. Ikke sterile.

#### Ytelse

Dette produktet oppfyller kravene til den europeiske standarden EN 14683:2019+AC:2019: Medisinske ansiktsmasker, type IIR.

Test	Type I*	Type II	Type IIR
Bacterial filtration efficiency (BFE), (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Differential pressure (Pa/cm <sup>2</sup> )	< 40	< 40	< 60
Splash resistance pressure (kPa)	Not required	Not required	≥ 16,0
Microbial cleanliness (cfu/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30

\* Type I medical face masks should only be used for patients and other persons to reduce the risk of spread of infections particularly in epidemic or pandemic situations. Type I masks are not intended for use by healthcare professionals in an operating room or in other medical settings with similar requirements.



Munnbindene i samsvar med forordning (EF) 1935: 2004 og i henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011 egnet for håndtering av alle typer matvarer i en kort periode.

#### Materialytelse

Munnbindets ytelse angitt ovenfor er basert på laboratoriedata og gjenspeiler ikke den faktiske beskyttelse i arbeidssituasjonen på grunn av andre faktorer som påvirker ytelseevnen, slik som temperatur, mekanisk slitasje m.m.

#### Bruksanvisning

1. Vask hendene grundig før du tar på deg munnbindet.
  2. Hold munnbindet i kantene foran deg, med den hvite siden innover og neseclømmen oppover. Dra en gummi strikk bak hvert øre.
  3. Klem og stryk fingrene langs neseclømmen et par ganger for å forme den til neseryggen din, for å forhindre at luft kommer inn mellom munnbindet og nesens din.
  4. Klem neseclømmen mens du trekker den nedre delen av munnbindet under haken din for å oppnå en bedre og strammere passform.
  5. Ikke berør munnbindet mens du bruker det, og hold bare i gummi strikkene når du fjerner det. Kast munnbindet på riktig måte.
- Ikke bruk munnbindet i mer enn 4 timer. Fjern munnbindet hvis det blir vanskelig å puste, det blir fuktig eller munnbindet blir løst.

#### Lagring

Munnbindene må oppbevares tørt og under rene forhold hvor temperaturen er mellom 10°C-35°C med luftfuktighet mellom 45%-65%. Åpne bokser bør oppbevares skjermert fra lysstoffør og direkte sollys. Lagres helst i originalemballasjen under tørre forhold.

Ved lagring som anbefalt, vil de kjemiske egenskapene være uforandret i opptil 2 år fra produksjonsdatoen. Levetid kan ikke spesifiseres da den avhenger av bruken. Det er brukers ansvar å fastslå om munnbindene er egnet for tiltenkt bruk.

#### Bruksbegrensninger og avskaffelse

- De brukte råvarene er valgt for å minimere risikoen for allergi og overfølsomhet, men en garanti for å ikke få allergiske reaksjoner kan ikke gis. Hvis en allergisk reaksjon inntreffer må medisinsk rådgiver/lege konsulteres umiddelbart.
- EU-deklarasjon for produktet er tilgjengelig via [www.granberggloves.com/search](http://www.granberggloves.com/search)
- Engangsbruk. Ikke bruk om igjen.
- Undersøk munnbind for defekter og skader før bruk. Skadde, slitte, brukte eller munnbind gått ut på dato skal ikke brukes.
- Kastes i henhold til sykehusets rutiner og lokale forskrifter.
- Produsenten påtar seg ikke ansvar for feilaktig bruk av munnbind.

**ART. 210.0023 – GRANBERG KIRURGISKA MUNSKYDD TYPE IIR****Beskrivning**

Kirurgiska munskydd Typ IIR är tillverkade av non-woven polypropylen. Material i tre skikt med elastiskt band för öronen. Latexfri. >99% bakteriefri partikelfiltrering.

Munskydden är tillverkade av följande material:

*Ytmaterial:* Polypropylen.

*Mellanlager:* Smält tyg.

*Innematerial:* Polypropylen.

*Öronöglor:* Polyuretan.

*Näsklämma:* Polypropylen och stål.

**Förordning om medicintekniska produkter**

Denna produkt är klassificerad under Medicinsk Utrustning klass I och uppfyller bestämmelser i Förordning om medicintekniska produkter 2017/745. Icke-sterila.

**Prestanda**

Denna produkt uppfyller kraven för den Europeiska standarden EN 14683:2019+AC:2019: Kirurgiska munskydd typ IIR.

Test	Type I *	Type II	Type IIR
Bacterial filtration efficiency (BFE), (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Differential pressure (Pa/cm <sup>2</sup> )	< 40	< 40	< 60
Splash resistance pressure (kPa)	Not required	Not required	≥ 16,0
Microbial cleanliness (cfu/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30

\* Type I medical face masks should only be used for patients and other persons to reduce the risk of spread of infections particularly in epidemic or pandemic situations. Type I masks are not intended for use by healthcare professionals in an operating room or in other medical settings with similar requirements.



Munskydden överensstämmer med förordningen (EG) 1935:2004 och är enligt EU-förordningen 10/2011 lämpliga för hantering av alla typer av livsmedel under kort tid.

**Materialets prestanda**

Munskyddens prestanda angivet ovan är baserade på laboratorietester och återspeglar inte det faktiska skydd i arbetsituationen då faktorer som temperatur, slitage etc. kan påverka.

**Bruksanvisning**

1. Tvätta händerna noggrant innan du tar på munskyddet.
2. Ta tag i resårbanden och placera munskyddet med den vita sidan inåt över näsa och mun och näsklämman uppåt. Ta resårbanden bakom vardera öra.
3. Kläm och tryck med fingrarna över näsklämman ett par gånger för att säkerställa att munskyddet sluter tätt kring näsan.
4. Tryck över näsklämman samtidigt som du drar ner munskyddet över hakan för att åstadkomma bättre och tigare passform.
5. Rör inte munskyddet när du bär det. Vid borttagning: Ta endast i resårbanden bakom öronen, ta inte i själva munskyddet. Munskyddet kasseras på lämpligt ställe.

Använd ej munskyddet i mer än 4 timmar. Avlägsna skyddet om det är svårt att andas eller om munskyddet blir fuktigt eller tappat passformen.

**Förvaring**

Munskydden ska förvaras tørt och under rena förhållanden i en temperatur mellan 10 °C-35 °C med en luftfuktighet mellan 45%-65%. Förvaras helst i originalförpackning och i torra miljöer.

Vid förvaring enligt rekommendation bibehålls de kemiska egenskaperna i upp till 2 år från tillverkningsdatum. Livslängd kan inte specificeras då det beror på användning. Det är användarens ansvar att avgöra om munskyddet är lämpligt för användning.

**Användarbeskrivningar och avfall**

- Materialet är valt för att minimera risken för allergi och överkänslighet men inga garantier kan ges för att en allergisk reaktion kan uppstå. Om en allergisk reaktion uppstår, sök medicinsk vård omedelbart.
- EU deklARATION om överensstämmelse finns att tillgå på [www.granberggloves.com/search](http://www.granberggloves.com/search)
- För engångsbruk. Ska ej återanvändas.
- Kontrollera munskyddet före användning för att säkerställa att det är helt och inga skador finns.
- Avfallshantering enligt sjukhuspolicy och lokal lagstiftning.
- Producenten kan inte hållas ansvarig för felaktig användning av munskydd.

**ART. 210.0023 – GRANBERG KIRURGISKE MASKER TYPE IIR****Beskrivelse**

Kirurgiske masker Type IIR er lavet af non-woven polypropylen. Trælagsmateriale med ørelastik. Maskerne er 100 % latexfri. Bakteriel filtrationseffektivitet på >99 %.

Maskerne er lavet af følgende materiale:

*Yderste lag:* Polypropylen.

*Midterste lag:* Smetelbøst stof.

*Inderste lag:* Polypropylen.

*Ørelastikker:* Polyurethan.

*Næseklemmemateriale:* Polypropylen og stål.

**Medicinsk udstyr**

Dette produkt er klassificeret som et medicinsk udstyr i klasse I og opfylder bestemmelserne i forordningen om medicinsk udstyr (EU) 2017/745. Icke-steril.

**Ydeevne**

Dette produkt opfylder kravene i den europæiske standard DS/EN 14683:2019+AC:2019: Operationsmasker, type IIR.

Test	Type I *	Type II	Type IIR
Bacterial filtration efficiency (BFE), (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Differential pressure (Pa/cm <sup>2</sup> )	< 40	< 40	< 60
Splash resistance pressure (kPa)	Not required	Not required	≥ 16,0
Microbial cleanliness (cfu/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30

\* Type I medical face masks should only be used for patients and other persons to reduce the risk of spread of infections particularly in epidemic or pandemic situations. Type I masks are not intended for use by healthcare professionals in an operating room or in other medical settings with similar requirements.



Maskerne er i overensstemmelse med forordning (EF) 1935:2004 og er i henhold til EU-regulativ 10/2011 velegnet til håndtering af alle typer mad i kort tid.

**Materialets ydeevne**

Ydeevnen for de ovennævnte masker er baseret på laboratoriedata og afspejler muligvis ikke den faktiske variation af beskyttelsen på arbejdspladsen på grund af faktorer, der påvirker ydeevnen, f.eks. temperatur, mekanisk slid mv.

**Brugsanvisning**

1. Vask hænderne, før du tager masken ud af emballagen, og kontroller, at masken er intakt.
  2. Tag fat om ørelastikkerne, og anbring mundbindet med den hvide side inad og mund og næseklemmen opad. Sæt ørelastikkerne bagom ørene.
  3. Sæt ørelastikkerne omkring ørerne, og træk maskens overkant op over næseryggen og underkanten ned under hagen.
  4. Tryk masken til over næseryggen, så den slutter tæt mod huden.
  5. Sørg for, at maskens sider slutter tæt til huden hele vejen rundt.
  6. Når du tager masken af: Fjern masken ved kun at tage fat om ørelastikkerne og ikke om selve masken. Mundbindet smides derefter ud.
- Brug ikke mundbindet i mere end 4 timer. Udskift masken med det samme, hvis du har svært ved at trække vejret, hvis den er beskadiget, eller hvis den ikke slutter tæt.

**Opbevaring**

Maskerne skal opbevares på et tørt og rent sted med en temperatur på mellem 10 °C og 35 °C og en luftfugtighed på 45 %-65 %. De skal helst opbevares i den originale emballage og på et tørt sted.

Når produktet opbevares som anbefalet, forbliver dets kemiske egenskaber uændrede i op til 2 år fra fremstillingsdatoen. Levetiden kan ikke angives, da den afhænger af anvendelsen. Det er brugerens ansvar at afgøre, om masken er egnet til den tilslagede anvendelse.

**Begrænsninger for brug og bortskaftelse**

- De anvendte råmateriale er valgt for at minimere risikoen for allergi og overfølsomhed, men der kan ikke gives garanti for allergiske reaktioner. Hvis der opstår en allergisk reaktion, skal du straks søge lægelig rådgivning eller opsøge en læge.
- EF-overensstemmelseserklæringen kan findes på [www.granberggloves.com/search](http://www.granberggloves.com/search)
- Kun til engangsbrug. Må ikke genbruges.
- Kontroller masken for fejl eller mangler, før du tager den i brug.
- Skal bortskaftes i henhold til hospitalets politik og lokale bestemmelser.
- Producenten kan ikke holdes ansvarlig for forkert brug af masken.

**TUOTENRO 210.0023 – GRANBERGIN KIRURGISET HENGITYSSUOJAIMET, TYYPPI IIR****Kuvaus**

Tyyppiin IIR kirurgiset hengityssuojaimet polypropeeni-kuitukangasta. Kolmikeroksinen materiaali, korvien taakse kiinnitettävät kuminauhat. Hengityssuojain on 100-prosenttisesti lakeitoin. Bakteerian suodatustehokkuus >99 %.

Hengityssuojaimet on valmistettu seuraavista materiaaleista:

*Uloin kerros:* Polypropeeni.

*Keskikerros:* Sulapuhaltamalla valmistettu kuitukangas.

*Sisin kerros:* Polypropeeni.

*Korvaleikit:* Polyuretaani.

*Nenäkämpaleen materiaali:* Polypropeeni ja teräs.

**Lääkinnällisiä laitteita koskeva asetus**

Tämä tuote on luokiteltu luokan I lääkinälliseksi laitteeksi, ja se täyttää lääkinällisiä laitteita koskevan asetuksen (EU) 2017/745. Ei-steriili.

**Suorituskyky**

Tuote täyttää eurooppalaisen standardin EN 14683:2019 + AC:2019 vaatimukset, jotka koskevat kirurgisia hengityssuojaimia, tyyppi IIR.

Test	Type I *	Type II	Type IIR
Bacterial filtration efficiency (BFE), (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Differential pressure (Pa/cm <sup>2</sup> )	< 40	< 40	< 60
Splash resistance pressure (kPa)	Not required	Not required	≥ 16,0
Microbial cleanliness (cfu/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30

\* Type I medical face masks should only be used for patients and other persons to reduce the risk of spread of infections particularly in epidemic or pandemic situations. Type I masks are not intended for use by healthcare professionals in an operating room or in other medical settings with similar requirements.



Hengityssuojaimet täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) nro 1935/2004 sekä Euroopan komission asetuksen (EU) nro 10/2011 vaatimukset ja sovelletut kaikenlaisten elintarvikkeiden lyhytaikaiseen käsittelyyn.

**Materiaalin suojausominaisuudet**

Edellä mainitut hengityssuojainten ominaisuudet perustuvat laboratoriotokokeisiin eivätkä ehkä vastaa todellista käyttöä, sillä suojausominaisuuksiin vaikuttavat esimerkiksi työpaikan lämpötila ja mekaaninen kulutus.

**Käyttöohje**

1. Pese kädet huolellisesti ennen hengityssuojaimen pukemista.
  2. Tartu suojaimen reunoihin niin, että suojaimen valkoinen puoli on kasvoihin päin ja nenäkäppäle ylöspäin. Vedä korvaleikit korvien taakse.
  3. Muotoile nipistämällä nenäkäppäle kohdalleen nenänvaren päälle niin, että suojain istuu tiivistä eikä suojaimen reunan ja nenän väliin jää ilmarakoa.
  4. Nipistä nenäkäppäletta paikoilleen toisella kädellä ja vedä toisella suojaimen alareuna leuan alle, jotta suojain olisi kasvoilla mahdollisimman tiivisti.
  5. Älä koskettele kasvoillasi olevaa suojainta, ja nusu suojain tartuttamalla vain korvaleikkien. Hävitä käytetty suojain asianmukaisesti.
- Älä käytä hengityssuojainta yli neljää tuntia. Riiisu suojain, jos hengittäminen vaikeutuu, suojain kostuu tai suojaimen istuvuus heikentyy.

**Varastointi**

Hengityssuojaimet on säilytettävä kuivissa ja puhtaissa tiloissa, joissa lämpötila on 10–35 °C ja ilmankosteus 45–65%. Suojaimet suositellaan säilytettäväksi alkuperäispakkauksessaan kuivissa olosuhteissa.

Jos tuotetta säilytetään suositusten mukaan, sen kemialliset ominaisuudet pysyvät samoina kahden vuoden ajan valmistuspäivästä. Tuotteen käyttöikään vaikuttaa sen käyttö, joten ikää ei voida määrittää. On käyttäjän vastuulla määrittää, sopiiko hengityssuojain aiotuun käyttötarkoitukseen.

**Käyttörajoitukset ja hävittäminen**

- Valmistusmateriaali on valittu niin, että allergia- ja yhteykkyysoireiden vaara on minimoitu, mutta ei voida taata, etteikö allergisia reaktioita voisi ilmetä. Jos yhteykkyysoireita ilmenee, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa [www.granberggloves.com/search](http://www.granberggloves.com/search)
- Vain kertakäyttöön. Älä käytä uudelleen.
- Tarkista hengityssuojain ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden ja poikkeamien varalta.
- Hävitä organisaation käytäntöjen ja paikallisten määräysten mukaisesti.
- Valmistajaa ei voida vaatia vastuuseen hengityssuojaimen vääränlaisesta käytöstä.

**ART. 210.0023 - MASCARILLAS FACIALES QUIRÚRGICAS GRANBERG TIPO IIR****Descripción**

Las mascarillas quirúrgicas tipo IIR están hechas de polipropileno no tejido. Material en 3 capas con gomas para sujeción a las orejas. Las mascarillas faciales son 100% libres de látex. >99% de eficiencia de filtración bacteriana.

Las máscaras faciales están hechas del siguiente material:

*Capa exterior:* polipropileno.

*Segunda capa:* tela fundida por soplado

*Material interior:* polipropileno.

*Gomas:* poliuretano.

*Material del clip de nariz:* polipropileno y acero.

**Regulación de dispositivos médicos**

Este producto está clasificado como dispositivo médico de Clase I y cumple con las disposiciones del Reglamento de dispositivos médicos (UE) 2017/745. No es estéril.

**Rendimiento**

Este producto cumple con los requisitos de la Norma Europea EN 14683: 2019 + AC: 2019: Mascarillas quirúrgicas, tipo IIR.

Test	Type I *	Type II	Type IIR
Bacterial filtration efficiency (BFE), (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Differential pressure (Pa/cm <sup>2</sup> )	< 40	< 40	< 60
Splash resistance pressure (kPa)	Not required	Not required	≥ 16,0
Microbial cleanliness (cfu/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30

\* Type I medical face masks should only be used for patients and other persons to reduce the risk of spread of infections particularly in epidemic or pandemic situations. Type I masks are not intended for use by healthcare professionals in an operating room or in other medical settings with similar requirements.



Máscaras faciales en cumplimiento del Reglamento (CE) 1935:2004 y de acuerdo con el Reglamento de la Comisión (UE) n.º 10/2011 aplicas para la manipulación de todo tipo de alimentos durante un corto período de tiempo.

**Rendimiento del material**

El rendimiento de las máscaras faciales citadas anteriormente se basa en datos de laboratorio y es posible que no refleje la duración real de la protección en el lugar de trabajo debido a otros factores que influyen en el rendimiento, como la temperatura, el desgaste mecánico, etc.

**Guía del usuario**

1. Lávese bien las manos antes de ponerse la mascarilla.
  2. Sostenga la máscara por los bordes frente a usted, con el lado blanco hacia adentro y la pinza nasal hacia arriba. Ponga una banda de goma detrás de cada oreja.
  3. Pellizque y pase los dedos a lo largo del clip nasal un par de veces para ajustarlo a la forma del borde de la nariz, evitando que entre aire entre la máscara y la nariz.
  4. Apriete la pinza nasal mientras tira de la parte inferior de la mascarilla debajo de la barbilla para lograr un ajuste mejor y más ajustado.
  5. No toque la mascarilla mientras la usa, y sosténgala únicamente por las bandas elásticas cuando se la quite. Deseche la mascarilla de manera adecuada.
- No use la mascarilla por más de 4 horas. Quitársela si la respiración se vuelve difícil, se hunde o el ajuste de la máscara se afloja.

**Almacenamiento**

Las mascarillas deben almacenarse secas y en condiciones limpias a una temperatura entre 10 °C-35 °C con humedad del 45%-65%. Preferiblemente en su embalaje original en condiciones secas.

Cuando se almacena como se recomienda, las propiedades químicas permanecerán sin cambios hasta por 2 años a partir de la fecha de fabricación. La vida útil no se puede especificar ya que depende de su uso. Es responsabilidad del usuario determinar si la mascarilla es adecuada para el uso previsto.

**Limitaciones de uso y eliminación**

- Las materias primas utilizadas se eligen para minimizar el riesgo de alergia e hipersensibilidad, pero no se puede dar una garantía de reacciones alérgicas. Si ocurre alguna reacción alérgica, busque atención médica o visite a un médico inmediatamente. La Declaración de conformidad de la UE está disponible en [www.granberggloves.com/search](http://www.granberggloves.com/search)
- Para un solo uso. No reutilizar.
- Antes de su uso, inspeccione la mascarilla en busca de defectos o imperfecciones.
- Desechar de acuerdo con la política del hospital y la normativa local.
- El fabricante no se hace responsable del uso inadecuado de la mascarilla.